

L | P | A

**Fiche de renseignements cliniques pour la
recherche de SARS-CoV-2 (COVID-19) par RT-
PCR dans la salive avec entonnoir**

Le prélèvement de salive peut être fait à tout moment de la journée mais il doit :

- être réalisé **plus de 30 minutes** après la dernière prise de boisson, d'aliment, d'un brossage des dents ou d'un rinçage bucco-dentaire, de cigarette / e-cigarette.
- être rapporté **le jour même** au laboratoire, **dans les plus brefs délais**.

Il est recommandé de recueillir la salive après avoir « salivé » plusieurs fois pendant 30 secondes dans la bouche pour générer un volume suffisant (voir photo).

Il doit impérativement être fait sans effort de toux ni de raclement de gorge.

- ➔ Recueillir la salive dans l'entonnoir placé au-dessus du tube. Bien respecter le volume de salive indiqué ci-dessous, en fonction du kit donné.
- ➔ Retirer ensuite l'entonnoir puis le jeter.
- ➔ Après s'être assuré que le flacon est bien refermé, désinfecter l'extérieur à l'aide d'une lingette désinfectante,
- ➔ Identifier le prélèvement avec NOM et PRENOM du patient,
- ➔ Placer le flacon identifié dans le sachet fourni et contenant un absorbant,
- ➔ Renseigner cette fiche et la joindre au sachet.

MAXI

= 1 cm en partant
du bas de
l'étiquette

**MINI**

= bas de l'étiquette



OU

MAXI =au
2^{ème} trait



MINI



Rq : Pour les patients mineurs, la présente demande d'analyse vaut autorisation par le représentant légal.

CADRE RESERVE AU LABORATOIRE : Réceptionné le /..... / 202..... A h par :

Anomalie(s)

PORTOIR / POSITION :

